

INLEIDING

apDia wil graag toonaangevend zijn in de IMMUNOHEMATOLOGIE, daarom hebben we de verdeling op ons genomen van de firma GRIFOLS, een bedrijf met wereldwijde faam en een goede reputatie op het gebied van IMMUNOHEMATOLOGIE.

NIEUW ! ERYTRA EFLEXIS, UW DAGELIJKE ROUTINE EFFICIËNT, FLEXIBEL EN BETROUWBAAR VERWERKT


De ERYTRA EFLEXIS is een benchtop en compacte volautomat (mid-sized analyzer) voor uw dagelijkse routine. De software is ZEER EENVOUDIG IN GEBRUIK en volledig analoog aan die van de ERYTRA. De grote voordelen op een rij voor u: **FLEXIBEL**

- Efficiënte behandeling van stalen met een echte STAT functie
- 3 onafhankelijke incubatoren en 2 onafhankelijke centrifuges
- "Continuous loading" van stalen, kaarten en reagens
- Minimaal onderhoud (1 x per maand)
- Remote-access om resultaten te valideren



GRIFOLS KAARTEN

De GRIFOLS kaarten zijn iets anders dan de kaarten die u gewend bent. GRIFOLS kaarten hebben namelijk 8 wells i.p.v. 6 wells. Dat biedt u ongekende combinaties met een grote efficiëntie.



ERYTRA, HIGH THROUGHPUT & HIGH CAPACITY INSTRUMENT



GRIFOLS heeft met de introductie van de ERYTRA gekozen voor een gedegen concept voor de IMMUNOHEMATOLOGIE. ERYTRA is een volautomat met een grote capaciteit waar GRIFOLS gebruik maakt van de DOUBLE STACK. De ERYTRA is efficiënt, flexibel en betrouwbaar. De 3 eigenschappen die een IMMUNOHEMATOLOGIE moet hebben.

WADIANA



De WADIANA is een echt werkpaard en was de eerste volautomat op de markt. apDia kan u dit apparaat en de bijbehorende service aanbieden. Nu verkrijgbaar met naald met impact-detectie. Onze Technische Dienst heeft veel ervaring met de WADIANA. Vraag gerust naar onze **Service Contracten**.

AANSPREKING: DHR / MEVR / DR

NAAM: _____

VOORNAAM: _____

ZIEKENHUIS OF LAB: _____

STRAAT: _____

NR: _____ BUS: _____

POSTCODE: _____

STAD: _____

TELEFOONNUMMER: _____

E-MAILADRES: _____

Ik wens graag bijkomende informatie te ontvangen over volgende onderwerpen:

- ERYTRA
- ERYTRA EFLEXIS
- WADIANA
- SERVICE CONTRACT WADIANA
- GRIFOLS GEL KAARTEN
- ANDERE:

Verantwoordelijken verkoop België: Jürgen Naudts en James Kessels

Verantwoordelijken verkoop Nederland: James Kessels en Marian Pelkmans

Bezorg ons dit antwoordformulier per fax op het nummer +32 (0)14 81 29 45, per e-mail aan admin@apdia.be of stuur het op naar apDia, Raadsherenstraat 3, B-2300 Turnhout, België.