

## INLEIDING

apDia is de verdeler van verschillende producenten in de Benelux. Met deze Nieuwsbrief willen we u laten weten dat er nieuwe producten op de markt zijn.

## R-BIOPHARM RIDAQUICK INFLIXIMAB

Mogelijk bent u al bekend met de TDM (Therapeutic Drug Monitoring) Elisa's van apDia. In nauwe samenwerking met de KU Leuven en de firma R-Biopharm kunnen we u een sneltest aanbieden die samen met een reader (RIDA@QUICK SCAN II) een kwantitatief resultaat geeft.

De RIDA@QUICK Infliximab bepaling heeft een goede correlatie met de apDia Infliximab bepaling en maakt gebruik van hetzelfde monoclonale antilichaam om Infliximab te detecteren namelijk 6B7.

RIDA@QUICK Infliximab kan ook de biosimilars Remsima en Inflectra detecteren.

Een test met plasma of serum duurt 20 minuten en wordt uitgedrukt in µg/ml en er zitten 25 testen in een kit.



<http://www.r-biopharm.com/products/clinical-diagnostics/gastroenterology-test/therapeutic-drug-monitoring/item/ridaquick-ix-monitoring>

## VIDIA MONONUCLEOSIS RAPID TEST


Vidia heeft een sneltest om het Epstein-Bar virus (ook bekend als Paul-Bunnelltest) te kunnen aantonen. Deze test heeft als belangrijke voordeel dat deze direct uit volbloed kan of uit een vingerprik. Serum en plasma zijn ook mogelijk.

Het resultaat is na 5 minuten bekend en is makkelijk af te lezen. Er zitten 20 testen in een kit.

### MONONUCLEOSIS Diagnostics

Rapid-VIDITEST Mononucleosis  
ODZ-410 20 tests/kit

**Only 5 minutes!**



VIDIA spol. s r.o.  
tel: +420 261 090 565  
orders@vidia.cz  
www.vidia.cz

## NADAL® CCA BILHARZIA URINE TEST

Van de firma Nal von Minden kunnen wij u de BILHARZIA sneltest aanbieden. Deze test wordt gedaan uit urine en er zitten 25 testen in een kit.

Deze CCA test wordt gedaan met een monoclonaal afkomstig van het LUMC uit Leiden en er zijn al diverse publicaties gedaan met deze test. Met name mensen uit het Nijlgebied (o.a. Egypte, Oeganda, Eritrea, Ethiopië, Zuid-Soedan en Soedan) lopen een risico om de parasiet bij zich te dragen.

Op dit moment zijn er reeds verschillende publicaties over de POC-CCA test (point-of-care Circulating Cathodic Antigen test)

**Accuracy of diagnostic tests for Schistosoma mansoni infection in asymptomatic Eritrean refugees: serology and POC-CCA against stool microscopy by Chernet et al**



Op de keerzijde van deze nieuwsbrief vindt u een antwoordformulier, waarmee u meer informatie kunt aanvragen over de hier vermelde producten.

---

AANSPREKING: DHR / MEVR / DR

NAAM: \_\_\_\_\_

VOORNAAM: \_\_\_\_\_

BEDRIJF OF INSTITUUT: \_\_\_\_\_

STRAAT: \_\_\_\_\_

NR: \_\_\_\_\_ BUS: \_\_\_\_\_

POSTCODE: \_\_\_\_\_

STAD: \_\_\_\_\_

TELEFOONNUMMER: \_\_\_\_\_

E-MAILADRES: \_\_\_\_\_

---

Ik wens graag bijkomende informatie te ontvangen over volgende onderwerpen:

- RIDA@QUICK Infliximab
- VIDITEST Mononucleosis rapid test
- NADAL@CCA BILHARZIA URINE rapid test
- ANDERE: .....

Verantwoordelijke verkoop België: Jürgen Naudts

Verantwoordelijke verkoop Nederland: James Kessels

Bezorg ons dit antwoordformulier per fax op het nummer +32 (0)14 81 29 45, per e-mail aan [admin@apdia.be](mailto:admin@apdia.be) of stuur het op naar apDia, Raadsherenstraat 3, B-2300 Turnhout, België.