

Profil antigénique: **lot 6010124**


Kit - Pool de cellules pour le dépistage des anticorps plaquettaires &

Kit - Panel de cellules pour l'identification des anticorps plaquettaires

Donneur	Groupe érythrocytaire	HPA-1a	HPA-1b	HPA-2a	HPA-2b	HPA-3a	HPA-3b	HPA-4a	HPA-4b	HPA-5a	HPA-5b	HPA-6a	HPA-6b	HPA-15a (*)	HPA-15b (*)	HLA (*)
<b>Pool de cellules pour le dépistage des anticorps plaquettaires</b>																
SCREEN PLTL	O+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	
<b>Panel de cellules pour l'identification des anticorps plaquettaires</b>																
IDENT PLTL 1	O+	+	+	+	-	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+	Sérologie: A3, 23; B7, 49
IDENT PLTL 2	O+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Sérologie: A2, 24; B57, 62; DR4, 11; DQ3, 7
IDENT PLTL 3	O+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	Typage ADN: A*24 :02 ; *32 :01 ; B*13 :02, *44 :03 ; C*04 :01, *06 :02 ; DRB1*01:02, *07:01; DQB1*02:02, *05:01
IDENT PLTL 4	O+	-	+	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	Typage ADN: A*03,*29; B*07, *44
IDENT PLTL 5	O+	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	-	+	Typage ADN: A*02, *02 ; B*50, *52 ; DRB1*07, *15 ; DQB1*0202, *0601
IDENT PLTL 6	O+	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Typage ADN: A*03, *-; B*40, *49

**MAIPA Assay**  
**REF 900006**

**LOT** 6010124

 **2025-01**



**IVD**

**CE**  
0123



apDiagroup.com > We sell > MAIPA kits

	Réactifs	Quantité	Lot	Péremption
<b>Pool de Cellules pour le dépistage des anticorps plaquettaires</b>	SCREEN PLTL	5 x 1 mL	6010124	2025-01
<b>Panel de Cellules pour l'identification des anticorps plaquettaires</b>	IDENT PLTL1	1 x 0,65 mL	6010124	2025-01
	IDENT PLTL2	1 x 0,65 mL	6010124	2025-01
	IDENT PLTL3	1 x 0,65 mL	6010124	2025-01
	IDENT PLTL4	1 x 0,65 mL	6010124	2025-01
	IDENT PLTL5	1 x 0,65 mL	6010124	2025-01
	IDENT PLTL6	1 x 0,65 mL	6010124	2025-01
<b>Plasmas/Sérums de contrôle</b>	CONTR 1a	1 x 0,4 mL	6010124	2025-01
	CONTR 5b	1 x 0,4 mL	6010124	2025-01
	CONTR HLA	1 x 0,4 mL	6010124	2025-01
	CONTR NEG	3 x 0,4 mL	6010124	2025-07
<b>Réactifs pour le MAIPA</b>	MTP	1 x 96	N/A	N/A
	MAB IIbIIa	2 x 1,2 mL	6010124	2025-07
	MAB IaIIa	1 x 1,8 mL	6010124	2025-07
	MAB IbIX	1 x 1,5 mL	6010124	2025-07
	MAB HLA	1 x 1,5 mL	6010124	2025-07
	CELLWASHBUF 10x	1 x 20 mL	201223	2025-06
	LYSBUF	1 x 15 mL	181223	2025-06
<b>Réactifs de détection ELISA</b>	COATMTP	1 x 96	6010124	2025-07
	CONJ	1 x 12 mL	6010124	2025-07
	ELISAWASHBUF 20x	1 x 50 mL	151223	2025-06
	CHROM	1 x 12 mL	230807	2027-08
	STOPSOL	1 x 12 mL	151223	2026-12

**ELISAWASHBUF 20x**



**Danger**

H317 P273  
H318 P280  
H315 P302 + P352  
H410 P310  
P305 + P351 + P338  
P391

**LYSBUF**



**Warning**

H317 P273  
H411 P280  
P302 + P352  
P391

**CHROM**



**Danger**

H360D P273  
P280 + P313

**UDI**



(01)05430000412223  
(17)250131  
(10)6010124

# MAIPA Assay REF 900016

**LOT** 6010124

 **2025-01**



**IVD**

**CE**  
0123



apDiagroup.com > We sell > MAIPA kits

Réactifs	Quantité	Lot	Péremption
<b>Pool de Cellules pour le dépistage des anticorps plaquettaires</b>			
SCREEN PLTL	2 x 12,5 mL	6010124	2025-01
<b>Panel de Cellules pour l'identification des anticorps plaquettaires</b>			
IDENT PLTL1	1 x 3,25 mL	6010124	2025-01
IDENT PLTL2	1 x 3,25 mL	6010124	2025-01
IDENT PLTL3	1 x 3,25 mL	6010124	2025-01
IDENT PLTL4	1 x 3,25 mL	6010124	2025-01
IDENT PLTL5	1 x 3,25 mL	6010124	2025-01
IDENT PLTL6	1 x 3,25 mL	6010124	2025-01
<b>Plasmas/Sérums de contrôle</b>			
CONTR 1a	1 x 2 mL	6010124	2025-01
CONTR 5b	1 x 2 mL	6010124	2025-01
CONTR HLA	1 x 2 mL	6010124	2025-01
CONTR NEG	2 x 3 mL	6010124	2025-07
<b>Réactifs pour le MAIPA</b>			
MTP	5 x 96	N/A	N/A
MAB IIbIIa	1 x 12 mL	6010124	2025-07
MAB IaIIa	1 x 9 mL	6010124	2025-07
MAB IbIX	1 x 7,5 mL	6010124	2025-07
MAB HLA	1 x 7,5 mL	6010124	2025-07
CELLWASHBUF 10x	1 x 100 mL	201223	2025-06
LYSBUF	1 x 75 mL	181223	2025-06
<b>Réactifs de détection ELISA</b>			
COATMTP	5 x 96	6010124	2025-07
CONJ	1 x 60 mL	6010124	2025-07
ELISAWASHBUF 20x	2 x 125 mL	151223	2025-06
CHROM	2 x 30 mL	230807	2027-08
STOPSOL	1 x 60 mL	151223	2026-12

**LYSBUF**



**Warning**

H317 P273  
H411 P280  
P302 + P352  
P391

**ELISAWASHBUF 20x**



**Danger**

H317 P273  
H318 P280  
H315 P302 + P352  
H410 P310  
P305 + P351 + P338  
P391

**CHROM**



**Danger**

H360D P273  
P280 + P313

**UDI**



(01)05430000412230  
(17)250131  
(10)6010124

UDI label-480T FR



Advanced Practical Diagnostics BV  
Raadsherenstraat 3  
2300 Turnhout  
Belgium  
T +32 14 45 35 99  
F +32 14 81 29 45  
[www.apdiagroup.com](http://www.apdiagroup.com)