

Profil antigénique: lot 6012725
Kit - Pool de cellules pour le dépistage des anticorps plaquettaires &
Kit - Panel de cellules pour l'identification des anticorps plaquettaires

Donneur	Groupe érythrocytaire	HPA-1a	HPA-1b	HPA-2a	HPA-2b	HPA-3a	HPA-3b	HPA-4a	HPA-4b	HPA-5a	HPA-5b	HPA-6a	HPA-6b	HPA-15a (*)	HPA-15b (*)	HLA (*)
---------	--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	----------------	------------

Pool de cellules pour le dépistage des anticorps plaquettaires

SCREEN PLTL	O +	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	
-------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Panel de cellules pour l'identification des anticorps plaquettaires

IDENT PLTL 1	O +	+	+	+	-	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+	Sérologie: A3, 23; B7,49
IDENT PLTL 2	O +	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	Typage ADN: A*01,*30; B*08,*51:08
IDENT PLTL 3	O +	+	-	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	+	+	Typage ADN: A*11,*26; B*07,*51
IDENT PLTL 4	O +	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	Typage ADN: A*24:02,*32:01; B*13:02, *44:03; C*04:01,*06:02; DRB1*01:02,*07:01; DQB1*02:02,*05:01
IDENT PLTL 5	O -	-	+	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	+	+	Typage ADN: A*03:01,*03:02; B*51:01, *-; C*02:02,*15:04; DRB1*07:01,*11:01; DQB1*02:02,*03:01;DPB1*02:01P,*04:02P; DQA1*02:01,*05:05
IDENT PLTL 6	O +	+	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	Typage ADN: A*29, *30; B*18,*55

MAIPA Assay REF 900006

LOT 6012725



2026-07



IVD

CE
0123



apDiagroup.com > We sell > MAIPA kits

	Réactifs	Quantité	Lot	Péremption
Pool de Cellules pour le dépistage des anticorps plaquettaires	SCREEN PLTL	5 x 1 mL	6012725	2026-07
Panel de Cellules pour l'identification des anticorps plaquettaires	IDENT PLTL1	1 x 0,65 mL	6012725	2026-07
	IDENT PLTL2	1 x 0,65 mL	6012725	2026-07
	IDENT PLTL3	1 x 0,65 mL	6012725	2026-07
	IDENT PLTL4	1 x 0,65 mL	6012725	2026-07
	IDENT PLTL5	1 x 0,65 mL	6012725	2026-07
	IDENT PLTL6	1 x 0,65 mL	6012725	2026-07
Plasmas/Sérums de contrôle	CONTR 1a	1 x 0,4 mL	6012725	2026-07
	CONTR 5b	1 x 0,4 mL	6012725	2026-07
	CONTR HLA	1 x 0,4 mL	6012725	2026-07
	CONTR NEG	3 x 0,4 mL	6012725	2027-01
Réactifs pour le MAIPA	MTP	1 x 96	N/A	N/A
	MAB IIbIIa	2 x 1,2 mL	6012725	2027-01
	MAB IaIIa	1 x 1,8 mL	6012725	2027-01
	MAB IbIX	1 x 1,5 mL	6012725	2027-01
	MAB HLA	1 x 1,5 mL	6012725	2027-01
	CELLWASHBUF 10x	1 x 20 mL	190625	2026-12
	LYSBUF	1 x 15 mL	230625	2026-12
Réactifs de détection ELISA	COATMTP	1 x 96	6012725	2026-12
	CONJ	1 x 12 mL	6012725	2027-01
	ELISAWASHBUF 20x	1 x 50 mL	230625	2026-12
	CHROM	1 x 12 mL	240704	2028-07
	STOPSOL	1 x 12 mL	240625	2028-06

ELISAWASHBUF 20x



Danger

H317 P273
H318 P280
H315 P302 + P352
H410 P310
P305 + P351 + P338
P391

LYSBUF



Warning

H317 P273
H411 P280
P302 + P352
P391

UDI



(01)05430000412223
(17)260731
(10)6012725

MAIPA Assay REF 900016

LOT 6012725

 **2026-07**



IVD

CE
0123



apDiagroup.com > We sell > MAIPA kits

Réactifs	Quantité	Lot	Péremption
Pool de Cellules pour le dépistage des anticorps plaquettaires			
SCREEN PLTL	2 x 12,5 mL	6012725	2026-07
Panel de Cellules pour l'identification des anticorps plaquettaires			
IDENT PLTL1	1 x 3,25 mL	6012725	2026-07
IDENT PLTL2	1 x 3,25 mL	6012725	2026-07
IDENT PLTL3	1 x 3,25 mL	6012725	2026-07
IDENT PLTL4	1 x 3,25 mL	6012725	2026-07
IDENT PLTL5	1 x 3,25 mL	6012725	2026-07
IDENT PLTL6	1 x 3,25 mL	6012725	2026-07
Plasmas/Sérums de contrôle			
CONTR 1a	1 x 2 mL	6012725	2026-07
CONTR 5b	1 x 2 mL	6012725	2026-07
CONTR HLA	1 x 2 mL	6012725	2026-07
CONTR NEG	2 x 3 mL	6012725	2027-01
Réactifs pour le MAIPA			
MTP	5 x 96	N/A	N/A
MAB IIbIIa	1 x 12 mL	6012725	2027-01
MAB IaIIa	1 x 9 mL	6012725	2027-01
MAB IbIX	1 x 7,5 mL	6012725	2027-01
MAB HLA	1 x 7,5 mL	6012725	2027-01
CELLWASHBUF 10x	1 x 100 mL	190625	2026-12
LYSBUF	1 x 75 mL	230625	2026-12
Réactifs de détection ELISA			
COATMTP	5 x 96	6012725	2026-12
CONJ	1 x 60 mL	6012725	2027-01
ELISAWASHBUF 20x	2 x 125 mL	230625	2026-12
CHROM	2 x 30 mL	240704	2028-07
STOPSOL	1 x 60 mL	240625	2028-06

LYSBUF



Warning

H317 P273
H411 P280
P302 + P352
P391

ELISAWASHBUF 20x



Danger

H317 P273
H318 P280
H315 P302 + P352
H410 P310
P305 + P351 + P338
P391

UDI



(01)05430000412230
(17)260731
(10)6012725

UDI label-480T FR



Advanced Practical Diagnostics BV
Raadsheerenstraat 3
2300 Turnhout
Belgium
T +32 14 45 35 99
F +32 14 81 29 45
www.apdiagroup.com