

Profil antigénique: lot 6012726
Kit - Pool de cellules pour le dépistage des anticorps plaquettaires &
Kit - Panel de cellules pour l'identification des anticorps plaquettaires

Donneur	Groupe érythrocytaire	HPA-1a	HPA-1b	HPA-2a	HPA-2b	HPA-3a	HPA-3b	HPA-4a	HPA-4b	HPA-5a	HPA-5b	HPA-6a	HPA-6b	HPA-15a (*)	HPA-15b (*)	HLA (*)
---------	--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	----------------	------------

Pool de cellules pour le dépistage des anticorps plaquettaires

SCREEN PLTL	O + / O -	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	
-------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Panel de cellules pour l'identification des anticorps plaquettaires

IDENT PLTL 1	O +	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	Typage ADN: A*02, *03; B*07, *15
IDENT PLTL 2	O +	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Typage ADN: A*26:01, *29:02; B*38:01, *44:03; C*12:03, *16:01
IDENT PLTL 3	O +	+	-	+	-	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+	Typage ADN: A*02, *-, B*37, *56
IDENT PLTL 4	O +	+	-	+	-	+	+	+	-	-	+	+	-	+	-	Typage ADN: A*03:01, *11:01; B*27:05, *57:01; C*01:02, *06:02
IDENT PLTL 5	O +	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	-	+	Typage ADN: A*02, *02; B*50, *52
IDENT PLTL 6	O +	-	+	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	Typage ADN: A*03, *29 ; B*07, *44

MAIPA Assay
REF 900006

LOT 6012726



2027-07



IVD

CE
0123



apDiagroup.com > We sell > MAIPA kits

	Réactifs	Quantité	Lot	Péremption
Pool de Cellules pour le dépistage des anticorps plaquettaires	SCREEN PLTL	5 x 1 mL	6012726	2027-07
Panel de Cellules pour l'identification des anticorps plaquettaires	IDENT PLTL1	1 x 0,65 mL	6012726	2027-07
	IDENT PLTL2	1 x 0,65 mL	6012726	2027-07
	IDENT PLTL3	1 x 0,65 mL	6012726	2027-07
	IDENT PLTL4	1 x 0,65 mL	6012726	2027-07
	IDENT PLTL5	1 x 0,65 mL	6012726	2027-07
	IDENT PLTL6	1 x 0,65 mL	6012726	2027-07
Plasmas/Sérums de contrôle	CONTR 1a	1 x 0,4 mL	6012726	2027-07
	CONTR 5b	1 x 0,4 mL	6012726	2027-07
	CONTR HLA	1 x 0,4 mL	6012726	2027-07
	CONTR NEG	3 x 0,4 mL	6012726	2028-01
Réactifs pour le MAIPA	MTP	1 x 96	N/A	N/A
	MAB IIbIIa	2 x 1,2 mL	6012726	2028-01
	MAB IaIIa	1 x 1,8 mL	6012726	2028-01
	MAB IbIX	1 x 1,5 mL	6012726	2028-01
	MAB HLA	1 x 1,5 mL	6012726	2028-01
	CELLWASHBUF 10x	1 x 20 mL	130726	2028-01
	LYSBUF	1 x 15 mL	200726	2028-01
Réactifs de détection ELISA	COATMTP	1 x 96	6012726	2027-12
	CONJ	1 x 12 mL	6012726	2028-01
	ELISAWASHBUF 20x	1 x 50 mL	140726	2028-01
	CHROM	1 x 12 mL	250105	2029-01
	STOPSOL	1 x 12 mL	050626	2029-06

ELISAWASHBUF 20x



Danger

H317 P273
H318 P280
H315 P302 + P352
H410 P310
P305 + P351 + P338
P391

LYSBUF



Warning

H317 P273
H411 P280
P302 + P352
P391

UDI



(01)05430000412117
(17)270731
(10)6012726

MAIPA Assay REF 900016

LOT 6012726

 **2027-07**



IVD

CE
0123



apDiagroup.com > We sell > MAIPA kits

Réactifs	Quantité	Lot	Péremption
Pool de Cellules pour le dépistage des anticorps plaquettaires			
SCREEN PLTL	2 x 12,5 mL	6012726	2027-07
Panel de Cellules pour l'identification des anticorps plaquettaires			
IDENT PLTL1	1 x 3,25 mL	6012726	2027-07
IDENT PLTL2	1 x 3,25 mL	6012726	2027-07
IDENT PLTL3	1 x 3,25 mL	6012726	2027-07
IDENT PLTL4	1 x 3,25 mL	6012726	2027-07
IDENT PLTL5	1 x 3,25 mL	6012726	2027-07
IDENT PLTL6	1 x 3,25 mL	6012726	2027-07
Plasmas/Sérums de contrôle			
CONTR 1a	1 x 2 mL	6012726	2027-07
CONTR 5b	1 x 2 mL	6012726	2027-07
CONTR HLA	1 x 2 mL	6012726	2027-07
CONTR NEG	2 x 3 mL	6012726	2028-01
Réactifs pour le MAIPA			
MTP	5 x 96	N/A	N/A
MAB IIbIIa	1 x 12 mL	6012726	2028-01
MAB IaIIa	1 x 9 mL	6012726	2028-01
MAB IbIX	1 x 7,5 mL	6012726	2028-01
MAB HLA	1 x 7,5 mL	6012726	2028-01
CELLWASHBUF 10x	1 x 100 mL	130726	2028-01
LYSBUF	1 x 75 mL	200726	2028-01
Réactifs de détection ELISA			
COATMTP	5 x 96	6012726	2027-12
CONJ	1 x 60 mL	6012726	2028-01
ELISAWASHBUF 20x	2 x 125 mL	140726	2028-01
CHROM	2 x 30 mL	250105	2029-01
STOPSOL	1 x 60 mL	050626	2029-06

LYSBUF



Warning

H317 P273
H411 P280
P302 + P352
P391

ELISAWASHBUF 20x



Danger

H317 P273
H318 P280
H315 P302 + P352
H410 P310
P305 + P351 + P338
P391

UDI



(01)05430000412124
(17)270731
(10)6012726



Advanced Practical Diagnostics BV
Raadsheerenstraat 3
2300 Turnhout
Belgium
T +32 14 45 35 99
F +32 14 81 29 45
www.apdiagroup.com